

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006

Fecha de emisión: 15.04.2019 Versión 1.0

SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1 Identificador del producto

Artículo número D44082

Denominación CB-Protein Assay™ Kit

CB-Protein Assay[™] Reagent (CN 219468)

Número de registro

véase sección 3.

REACH

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Usos identificados Investigación y análisis bioquímicos

> Para informaciones adicionales a usos refiérase al portal Merck Chemicals (www.merckgroup.com; for USA/Canada

manuel.caceres@merckgroup.com; Tel: 4254770 Ext. 5301

Este producto es una mezcla. Número de registro REACH

www.emdgroup.com).

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Merck KGaA * 64271 Darmstadt * Alemania * Tel: +49 6151 Compañía

72-0

Departamento

Responsable

Representante regional Merck S.A.

Calle 10 No. 65-28

Bogotá D.C. Colombia

Telf: 4254747 Fax: 4255407

1.4 Teléfono de Línea Salvavidas CISTEMA-SURA

emergencia 018000941414

018000511414

4055911

Pagina 1 de 18

Artículo número Nombre del producto D44082

CB-Protein Assay™ Kit

CB-Protein Assay™ Reagent (CN 219468)

SECCIÓN 2. Identificación de los peligros

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla Clasificación (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008)

Líquido inflamable, Categoría 2, H225

Corrosivos para los metales, Categoría 1, H290

Toxicidad aguda, Categoría 4, Oral, H302

Irritación cutáneas, Categoría 2, H315

Irritación ocular, Categoría 2, H319

Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única, Categoría 1, Ojos, H370

Para el texto integro de las Declaraciones-H mencionadas en esta sección, véase la Sección 16.

2.2 Elementos de la etiqueta

Etiquetado.(REGLAMENTO (CE) No 1272/2008)

Pictogramas de peligro









Palabra de advertencia Peligro

Indicaciones de peligro

H225 Líquido y vapores muy inflamables.

H290 Puede ser corrosivo para los metales.

H302 Nocivo en caso de ingestión.

H315 Provoca irritación cutánea.

H319 Provoca irritación ocular grave.

H370 Provoca daños en los órganos (Ojos).

Consejos de prudencia

Prevención

P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.

P240 Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Intervención

P302 + P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.

P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

P308 + P311 EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico.

Almacenamiento

P403 + P233 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.

Pagina 2 de 18

Artículo número Nombre del producto

D44082

CB-Protein Assay™ Kit

CB-Protein Assay™ Reagent (CN 219468)

Etiquetado reducido (≤125 ml)

Pictogramas de peligro







Palabra de advertencia Peligro

Indicaciones de peligro H370 Provoca daños en los órganos (Ojos).

Consejos de prudencia

P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.

P308 + P311 EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico.

Contiene: Metanol

2.3 Otros peligros

Ninguna conocida.

SECCIÓN 3. Composición/ información sobre los componentes

Naturaleza guímica

Solución acuosa

3.1 Sustancia

No aplicable

3.2 Mezcla

Componentes peligrosos (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008)

Nombre químico (Concentración)

No. CAS Número de registro Clasificación

Acido fosfórico (>= 10 % - < 20 %) PBT/vPvB: No aplicable para sustancias inorgánicas

7664-38-2 *)

Corrosivos para los metales, Categoría 1, H290 Corrosión cutáneas, Categoría 1B, H314

Metanol (>= 10 % - < 20 %)

La sustancia no cumple los criterios de PBT o mPmB según el Reglamento (CE) núm. 1907/2006, anexo XIII. 67-56-1 *)

Líquido inflamable, Categoría 2, H225 Toxicidad aguda, Categoría 3, H301 Toxicidad aguda, Categoría 3, H331 Toxicidad aguda, Categoría 3, H311

Toxicidad específica en determinados órganos -

exposición única, Categoría 1, H370

Pagina 3 de 18

Artículo número Nombre del producto D44082

CB-Protein Assay™ Kit

CB-Protein Assay™ Reagent (CN 219468)

Para el texto integro de las Declaraciones-H mencionadas en esta sección, véase la Sección 16.

SECCIÓN 4. Primeros auxilios

4.1 Descripción de los primeros auxilios

Recomendaciones generales

El socorrista necesita protegerse a si mismo.

Tras inhalación: aire fresco. Llamar inmediatamente al médico. Tras parada respiratoria: inmediatamente respiración instrumental. Aplicar oxígeno en caso necesario.

En caso de contacto con la piel: Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse. Llame inmediatamente al médico.

Tras contacto con los ojos: aclarar con abundante agua. Consultar al oftalmólogo. Retirar las lentillas.

Tras ingestión: aire fresco. Hacer beber etanol (p. ej. 1 vaso de una bebida alcohólica del 40%). Consultar inmediatamente al médico (referirse al metanol). Solamente en casos excepcionales, si no es posible la asistencia médica dentro de una hora, provocar el vómito (solamente en personas despiertas y plenamente conscientes) y administrar de nuevo etanol (aprox. 0,3 ml de una bebida alcohólica del 40%/Kg de peso corporal/hora). Consultar a un médico.

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

efectos irritantes

Tos, Insuficiencia respiratoria, Convulsiones, Dolor de cabeza, Náusea, Vómitos, Somnolencia, Vértigo, ansiedad, choc, Espasmos, borrachera, Trastornos de la visión, ceguera, narcosis, Coma

Acción desengrasante con formación de piel resquebrajada y agrietada.

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Mencionar el metanol.

SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios

5.1 Medios de extinción

Medios de extinción apropiados Agua, Espuma, Dióxido de carbono (CO2), Polvo seco

Medios de extinción no apropiados

No existen limitaciones de agentes extinguidores para esta sustancia/mez cla.

Pagina 4 de 18

^{*)} No hay disponible un número de registro para esta sustancia, ya que la s ustancia o su uso están exentos del registro; según el artículo 2 del Re glamento REACH (CE) núm. 1097/2006, el tonelaje anual no requiere regist ro o dicho registro está previsto para una fecha posterior.

Artículo número Nombre del producto D44082 CB-Protein Assay™ Kit

CB-Protein Assay™ Reagent (CN 219468)

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Inflamable.

Prestar atención al retorno de la llama.

En caso de incendio posible formación de gases de combustión o vapores peligrosos.

Son posibles mezclas explosivas con el aire a temperaturas normales.

El fuego puede provocar emanaciones de:

Oxidos de fósforo

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios Permanencia en el área de riesgo sólo con sistemas de respiración artificiales e independientes del ambiente. Protección de la piel mediante observación de una distancia de seguridad y uso de ropa protectora adecuada .

Otros datos

Separar el recipiente de la zona de peligro y refrigerarlo con agua. Reprimir los gases/vapores/neblinas con agua pulverizada. Impedir la contaminación de las aguas superficiales o subterráneas por el agua que ha servido a la extinción de incendios.

SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Indicaciones para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia: No respirar los vapores, aerosoles. Evitar el contacto con la sustancia. Asegúrese una ventilación apropiada. Manténgase alejado del calor y de las fuentes de ignición. Evacúe el área de peligro, respete los procedimientos de emergencia, con sulte con expertos.

Consejos para el personal de emergencia:

Equipo protector véase sección 8.

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente

No dejar que el producto entre en el sistema de alcantarillado. Riesgo de explosión.

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza

Cubra las alcantarillas. Recoja, una y aspire los derrames. Observe posibles restricciones de materiales (véanse indicaciones en las secciónes 7 o 10). Recoger cuidadosamente con agentes absorbentes de líquidos, p.ej. Chemizorb®. Añadir a residuos a tratar. Aclarar.

6.4 Referencia a otras secciones

Para indicaciones sobre el tratamiento de residuos, véase sección 13.

SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento

7.1 Precauciones para una manipulación segura

Pagina 5 de 18

Artículo número D44082

Nombre del producto CB-Protein Assay™ Kit

CB-Protein Assay™ Reagent (CN 219468)

Consejos para una manipulación segura

Observar las indicaciones de la etiqueta.

Trabajar bajo campana extractora. No inhalar la sustancia/la mezcla. Evítese la generación de vapores/aerosoles.

Indicaciones para la protección contra incendio y explosión

Mantener apartado de las llamas abiertas, de las superficies calientes y de los focos de ignición. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.

Medidas de higiene

Sustituir inmediatamente la ropa contaminada. Protección preventiva de la piel. Lavar cara y manos al término del trabajo.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Exigencias técnicas para almacenes y recipientes

No usar recipientes metálicos.

Condiciones de almacenamiento

Conservar el envase herméticamente cerrado en un lugar seco y bien ventilado.

Manténgase alejado del calor y de las fuentes de ignición.

Temperatura de almacenaje recomendada indicada en la etiqueta del producto.

Los datos son válidos para el embalaje completo.

7.3 Usos específicos finales

Fuera de los usos indicados en la sección 1.2 no se previenen aplicacion es finales adicionales.

SECCIÓN 8. Controles de exposición/ protección individual

8.1 Parámetros de control

Acido fosfórico (7664-38-2)

CO OEL Límite de Exposición 3 mg/m3

Breve (LEB):

Media Ponderada en 1 mg/m3

el Tiempo (TWA)

Metanol (67-56-1)

CO OEL Media Ponderada en 200 ppm

el Tiempo (TWA)

Límite de Exposición 250 ppm

Breve (LEB): Clasificación de riesgo a la piel:

Absorción potencial a través de la piel.

8.2 Controles de la exposición

Medidas de ingeniería

Medidas técnicas y observación de métodos adecuados de trabajo tienen pr ioridad ante el uso de equipos de protección personal.

Véase sección 7.1.

Pagina 6 de 18

Artículo número D44082

Nombre del producto CB-Protein Assay™ Kit

CB-Protein Assay™ Reagent (CN 219468)

Medidas de protección individual

Los tipos de auxiliares para protección del cuerpo deben elegirse específicamente según el puesto de trabajo en función de la concentración y cantidad de la sustancia peligrosa. Debería aclararse con el suministrador la estabilidad de los medios protectores frente a los productos químicos.

Protección de los ojos/ la cara

Gafas de seguridad

Protección de las manos

Sumerción:

Material del guante: goma butílica Espesor del guante: 0,7 mm Tiempo de 480 min

penetración:

Salpicaduras:

Material del guante: Vitón (R) Espesor del guante: 0,70 mm Tiempo de 120 min

penetración:

Los guantes de protección indicados deben cumplir con las especificaciones de la Directiva 89/686/EEC y con su norma resultante EN374, por ejemplo KCL 898 Butoject® (Sumerción), KCL 890 Vitoject® (Salpicaduras).

Esta recomendación solo es válida para el producto mencionado en la ficha de datos de seguridad, suministrado por nosotros y para el fin indicado. Al disolver o mezclar en otras sustancias y cuando las condiciones difieran de las indicadas en EN374, debe dirigirse al suministrador de guantes con distintivo CE (por ejem. KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet: www.kcl.de)

Otras medidas de protección

Vestimenta protectora antiestática retardante de la flama.

Protección respiratoria

necesaria en presencia de vapores/aerosoles. Tipo de Filtro recomendado: Filtro AX (NE 371)

El empresario debe garantizar que el mantenimiento, la limpieza y la prueba técnica de los protectores respiratorios se hagan según las instrucciones del productor de las mismas. Éstas medidas deben ser documentadas debidamente.

Controles de exposición medioambiental

No dejar que el producto entre en el sistema de alcantarillado.

Riesgo de explosión.

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Forma líquido

Color marrón oscuro

Pagina 7 de 18

Artículo número D44082

Nombre del producto CB-Protein Assay™ Kit

CB-Protein Assay™ Reagent (CN 219468)

Olor Fuerte olor no percebido.

Umbral olfativo No hay información disponible.

pH No hay información disponible.

Punto de fusión No hay información disponible.

Punto de ebullición No hay información disponible.

Punto de inflamación No hay información disponible.

Tasa de evaporación No hay información disponible.

Inflamabilidad (sólido, gas) No hay información disponible.

Límites inferior de explosividad

Límite superior de

explosividad

Presión de vapor No hay información disponible.

Densidad relativa del vapor No hay información disponible.

Densidad No hay información disponible.

Densidad relativa No hay información disponible.

Solubilidad en agua No hay información disponible.

Coeficiente de reparto n-

octanol/agua

Temperatura de auto-

inflamación

Temperatura de

descomposición

Viscosidad, dinámica

No hay información disponible.

Propiedades explosivas No clasificado/a como explosivo/a.

Propiedades comburentes ningún

9.2 Otros datos

Corrosión Puede ser corrosivo para los metales.

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad 10.1 Reactividad

Pagina 8 de 18

Artículo número D44082

Nombre del producto CB-Protein Assay™ Kit

CB-Protein Assay™ Reagent (CN 219468)

Los vapores pueden formar una mezcla explosiva con el aire.

10.2 Estabilidad química

El producto es químicamente estable bajo condiciones normales (a tempera tura ambiental).

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

Riesgo de explosión con:

Oxidantes, ácido perclórico, percloratos, halogenatos, cromo(VI)óxido, halogenóxidos, óxidos de nitrógeno, óxidos no metálicos, ácido cromosulfúrico, cloratos, hidruros, dietilo de cinc, halógenos, magnesio en polvo, peróxido de hidrógeno/agua oxigenada, Ácido nítrico, Ácido sulfúrico, ácido permangánico, hipoclorito sódico

Reacción exotérmica con:

halogenuros de ácido, Anhídridos de ácido, Agentes reductores, ácidos, Bromo, Cloro, Cloroformo, magnesio, tetraclorometano, Cloruro cianúrico, alcalis, óxidos metálicos

Peligro de ignición o de formación de gases o vapores combustibles con:

Flúor, Oxidos de fósforo, Catalizador de níquel según Raney, Metales, aleaciones metálicas

Desprendimiento de gases o vapores peligrosos con:

Metales alcalinotérreos, Metales alcalinos

10.4 Condiciones que deben evitarse

Calentamiento.

10.5 Materiales incompatibles

Metales, Aluminio, hierro/compuestos con hierro, Acero dulce Desprende hidrógeno en reacción con los metales. plásticos diversos, magnesio, aleaciones de cinc

10.6 Productos de descomposición peligrosos

en caso de incendio: véase sección 5.

SECCIÓN 11. Información toxicológica

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos Mezcla

Toxicidad oral aguda

Estimación de la toxicidad aguda: 1.000 mg/kg

Método de cálculo

Síntomas: Irritaciones de las mucosas en la boca, garganta, esófago y tracto

estomago-intestinal., Náusea, Vómitos

Toxicidad aguda por inhalación

Estimación de la toxicidad aguda: > 20 mg/l; 4 h; vapor

Método de cálculo

Pagina 9 de 18

Artículo número

D44082

Nombre del producto CB-Protein Assay™ Kit

CB-Protein Assay™ Reagent (CN 219468)

Síntomas: Posibles síntomas:, irritación de las mucosas

Toxicidad cutánea aguda

Estimación de la toxicidad aguda: > 2.000 mg/kg

Método de cálculo Irritación de la piel

Mezcla provoca irritación cutánea.

Irritación ocular

Mezcla provoca irritación ocular grave.

Sensibilización

Esta información no está disponible.

Mutagenicidad en células germinales

Esta información no está disponible.

Carcinogenicidad

Esta información no está disponible.

Toxicidad para la reproducción

Esta información no está disponible.

Teratogenicidad

Esta información no está disponible.

Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única La mezcla provoca daños en los órganos.Órganos diana: Ojos

Toxicidad específica en determinados órganos - exposiciones repetidas Esta información no está disponible.

Peligro de aspiración

Esta información no está disponible.

11.2 Otros datos

Efectos sistémicos:

Dolor de cabeza, ácidosis, descenso de la tensión sanguínea, borrachera, Vértigo, Somnolencia, ansiedad, espasmos, Trastornos de la visión, ceguera, choc, Convulsiones, narcosis, Coma

Los síntomas pueden retrasarse.

Los silitornas pueden reti

Perjudicial para:

Hígado, Riñón, Cardiaco, Lesión irreversible del nervio óptico.

Las otras propiedades peligrosas no pueden ser excluidas.

Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar las prácticas de seguridad.

Componentes

Acido fosfórico Toxicidad oral aguda DL50 Rata: aprox. 2.600 mg/kg

OECD TG 423

Artículo número Nombre del producto D44082

CB-Protein Assay™ Kit

CB-Protein Assay™ Reagent (CN 219468)

Toxicidad cutánea aguda

DL50 Conejo: 2.740 mg/kg (IUCLID)

Irritación de la piel

Conejo

Resultado: Provoca quemaduras.

US-EPA

Irritación ocular

Conejo

Resultado: Provoca quemaduras.

(IUCLID)

Sensibilización

Test de parches: hombre Resultado: negativo

(IUCLID)

Mutagenicidad en células germinales

Genotoxicidad in vitro Prueba de Ames

Escherichia coli/Salmonella typhimurium

Resultado: negativo

Método: Directrices de ensayo 471 del OECD

Ensayo de mutación genética de células de mamífero in vitro

Resultado: negativo Método: OECD TG 473

Ensayo de mutación genética de células de mamífero in vitro

Mouse lymphoma test Resultado: negativo Método: OECD TG 476

Metanol

Toxicidad oral aguda

LDLO hombre: 143 mg/kg (RTECS)

Estimación de la toxicidad aguda: 100,1 mg/kg

Juicio de expertos

Toxicidad aguda por inhalación

CL50 Rata: 131,25 mg/l; 4 h; vapor (ECHA)

Toxicidad cutánea aguda

DL50 Conejo: aprox. 17.100 mg/kg (Ficha de datos de Seguridad externa)

Estimación de la toxicidad aguda: 300,1 mg/kg

Juicio de expertos

Irritación de la piel

Conejo

Resultado: No irrita la piel

(ECHA)

Irritación ocular

Conejo

Resultado: No irrita los ojos

(ECHA)

Artículo número Nombre del producto D44082

CB-Protein Assay™ Kit

CB-Protein Assay™ Reagent (CN 219468)

Sensibilización

Test de sensibilización: Conejillo de indias

Resultado: negativo

Método: Directrices de ensayo 406 del OECD

Toxicidad por dosis repetidas

machos y hembras

Inhalación vapor 28 d diaria/o

NOAEL: 6,66 mg/l

Directrices de ensayo 412 del OECD

Toxicidad subaguda

Rata

machos y hembras

Inhalación 365 d diaria/o

NOAEL: 0,13 mg/l LOAEL: 1,3 mg/l

Directrices de ensayo 453 del OECD

Mutagenicidad en células germinales

Genotoxicidad in vivo Ensayo de micronúcleos Ratón

machos y hembras Inyección intraperitoneal Resultado: negativo Método: OECD TG 474

Genotoxicidad in vitro Prueba de Ames Salmonella typhimurium Resultado: negativo

Método: Directrices de ensayo 471 del OECD

Ensayo de mutación genética de células de mamífero in vitro

células pulmonares del hámster chino

Resultado: negativo Método: OECD TG 476

SECCIÓN 12. Información ecológica

Mezcla

12.1 Toxicidad

No hay información disponible.

12.2 Persistencia y degradabilidad

No hay información disponible.

12.3 Potencial de bioacumulación

No hay información disponible.

12.4 Movilidad en el suelo

Pagina 12 de 18

Artículo número D44082

Nombre del producto CB-Protein Assay™ Kit

CB-Protein Assay™ Reagent (CN 219468)

No hay información disponible.

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB

Una valoración PBT y MPMB no se hizo, debido al echo de que una evaluac ión de peligro químico no es necesaria o no existe.

12.6 Otros efectos adversos

La descarga en el ambiente debe ser evitada.

Componentes

Acido fosfórico

Toxicidad para los peces

CL50 Gambusia affinis (Pez mosquito): 138 mg/l; 96 h (Ficha de datos de Seguridad externa)

Toxicidad para las dafnias y otros invertebrados acuáticos

Ensayo estático CE50 Daphnia magna (Pulga de mar grande): > 100 mg/l; 48 h

Controlo analítico: si OECD TG 202

Toxicidad para las algas

Ensayo estático CE50r Desmodesmus subspicatus (alga verde): > 100 mg/l; 72 h

Controlo analítico: si OECD TG 201

Toxicidad para las bacterias

CE50 lodo activado: 270 mg/l(IUCLID)

Biodegradabilidad

Los métodos para la determinación de la degradabilidad biologica no son aplicables para las sustancias inorgánicas.

Coeficiente de reparto n-octanol/agua

log Pow: -0,77 (calculado)

(Literatura) No es de esperar una bioacumulación.

PBT/vPvB: No aplicable para sustancias inorgánicas

Metanol

Toxicidad para los peces

Ensayo dinámico CL50 Lepomis macrochirus (Pez-luna Blugill): 15.400 mg/l; 96 h

US-EPA

Toxicidad para las dafnias y otros invertebrados acuáticos

Ensayo estático CE50 Daphnia magna (Pulga de mar grande): > 10.000 mg/l; 48 h

DIN 38412

Toxicidad para las algas

Ensayo estático CE50 Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde): aprox. 22.000 mg/l; 96 h

OECD TG 201

Toxicidad para las bacterias

Ensayo estático CI50 lodo activado: > 1.000 mg/l; 3 h

Controlo analítico: si

OECD TG 209

Artículo número Nombre del producto D44082

CB-Protein Assay™ Kit

CB-Protein Assay™ Reagent (CN 219468)

Toxicidad para los peces (Toxicidad crónica) NOEC Oryzias latipes (Ciprinodontidae de color rojo-naranja): 7.900 mg/l; 200 h (Ficha de datos de Seguridad externa)

Biodegradabilidad 99 %; 30 d OECD TG 301D Fácilmente biodegradable.

Demanda bioquímica de oxígeno (DBO) 600 - 1.120 mg/g (5 d) (IUCLID)

Demanda química de oxígeno (DQO) 1.420 mg/g (IUCLID)

Demanda teórica de oxígeno (DTO) 1.500 mg/g (Literatura)

Ratio BOD/ThBOD DBO5 76 % Prueba de frasco cerrado

Coeficiente de reparto n-octanol/agua log Pow: -0,77 (experimentalmente) (Literatura) No es de esperar una bioacumulación.

La sustancia no cumple los criterios de PBT o mPmB según el Reglamento (CE) núm. 1907/2006, anexo XIII.

Estabilidad en el agua 2,2 a Reacción con radicales hidroxilo (IUCLID)

Artículo número D44082

Nombre del producto CB-Protein Assay™ Kit

CB-Protein Assay™ Reagent (CN 219468)

SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación

Métodos para el tratamiento de residuos

Los residuos deben eliminarse de acuerdo con normativas locales y nacion ales. Deje los productos químicos en sus recipientes originales. No los mezcle con otros residuos. Maneje los recipientes sucios como el propio producto.

Consulte en www.retrologistik.com sobre procesos relativos a la devolución de productos químicos o recipientes, o contáctenos si tiene más preguntas.

SECCIÓN 14. Información relativa al transporte

Transporte por carretera (ADR/RID)

14.1 Número ONU UN 3316

14.2 Designación oficial Estuches de química

Ε

de transporte de las Naciones Unidas

14.3 Clase 9 **14.4 Grupo de embalaje** II

14.5 Peligrosas ---

14.6 Precauciones si

particulares para los usuarios

Código de restricciones en

túneles

Transporte fluvial (ADN)

No relevante

Transporte aéreo (IATA)

14.1 Número ONU UN 3316 **14.2 Designación oficial** CHEMICAL KIT

14.2 Designación oficial de transporte de las

Naciones Unidas

14.3 Clase 9

14.4 Grupo de embalaje II

14.5 Peligrosas -

ambientalmente

14.6 Precauciones no

particulares para los

usuarios

Transporte marítimo (IMDG)

Pagina 15 de 18

Artículo número D44082

Nombre del producto CB-Protein Assay™ Kit

CB-Protein Assay™ Reagent (CN 219468)

14.1 Número ONU UN 3316

14.2 Designación oficial de transporte de las

CHEMICAL KIT

si

de transporte de la: Naciones Unidas

14.3 Clase 9
14.4 Grupo de embalaje II
14.5 Peligrosas --ambientalmente

14.6 Precauciones particulares para los

. usuarios

EmS F-A S-P

14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC

No relevante

iESTAS INSTRUCCIONES DE TRANSPORTE SON VALIDAS PARA EL EMBALAJE COMPLETO!

SECCIÓN 15. Información reglamentaria

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Legislación nacional

Clase de 3

almacenamiento

Los datos son válidos para el embalaje completo.

15.2 Evaluación de la seguridad química

Para éste producto no se realizo una valoración de la seguridad química.

SECCIÓN 16. Otra información

Texto íntegro de las Declaraciones-H referidas en las secciones 2 y 3.

H225	Líquido y vapores muy inflamables.
H290	Puede ser corrosivo para los metales.
H301	Tóxico en caso de ingestión.
H302	Nocivo en caso de ingestión.
H311	Tóxico en contacto con la piel.
H314	Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares
	graves.
H315	Provoca irritación cutánea.
H319	Provoca irritación ocular grave.
H331	Tóxico en caso de inhalación.
H370	Provoca daños en los órganos.

Pagina 16 de 18

Artículo número Nombre del producto D44082

CB-Protein Assay™ Kit

CB-Protein Assay™ Reagent (CN 219468)

Consejos relativos a la formación

Debe disponer a los trabajadores la información y la formación práctica suficientes.

Etiquetado

Pictogramas de peligro









Palabra de advertencia Peligro

Indicaciones de peligro

H225 Líquido y vapores muy inflamables.

H290 Puede ser corrosivo para los metales.

H302 Nocivo en caso de ingestión.

H315 Provoca irritación cutánea.

H319 Provoca irritación ocular grave.

H370 Provoca daños en los órganos (Ojos).

Consejos de prudencia

Prevención

P210 Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes.

P240 Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Intervención

P302 + P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.

P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

P308 + P311 EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico.

Almacenamiento

P403 + P233 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.

Contiene: Metanol

Una explicación de las abreviaturas y los acrónimos utilizados en la ficha de datos de seguridad

Puede consultar las abreviaturas y acrónimos utilizados en www.wikipedia.org.

Artículo número Nombre del producto

D44082

CB-Protein Assay™ Kit

CB-Protein Assay™ Reagent (CN 219468)

Los datos suministrados en ésta ficha de seguridad se basan a nuestro actual conocimiento. Describen tan sólo las medidas de seguridad en el manejo de éste producto y no representan una garantía sobre las propiedades descritas del mismo.